


GUÍA RÁPIDA PARA EL TEST DE AUTODIAGNÓSTICO

Producto: SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
Fabricante: Roche

Preparación

Para la realización del test deberá disponer de los siguientes componentes:




Utilice el bastoncillo que se suministra por separado (marca Nasal Swabs, n.º de material 09 421 777 001) para tomar la muestra



Toma de muestra (a temperatura ambiente)

Introduzca el bastoncillo en ambos orificios nasales 2 cm aproximadamente, y gírelo cuatro veces frotándolo contra la piel del interior de la nariz (durante 15 segundos aprox.)



Manipulación de la muestra

2

Introduzca el bastoncillo y gírelo como mínimo diez veces

más de 10 x

Empuje el tubo contra el bastoncillo para que los antígenos se disuelvan

3

Extraiga el bastoncillo ejerciendo presión sobre las paredes del tubo y coloque la tapa con el cuentagotas

4

Aplique cuatro gotas sobre la hendidura para la muestra que hay en la bandeja de ensayo

4 x

5

Lectura **al cabo de 15 min** del resultado

¡Transcurridos más de 30 minutos el resultado ya no será válido!

Valoración de los resultados

Cualquier marca que aparezca sobre la línea de test (T) se considerará positiva, independientemente de su color

Negativo
Línea de control de color (C)

Positivo
Línea de ensayo (T) y línea de control (C) de color

Erróneo/poco claro
Sin línea de control de color (C)

Eliminación

Elimine cada kit de ensayo de forma aislada como residuo doméstico

Los niños y el personal docente podrán ir al colegio o a la guardería

- Los padres comunicarán en el colegio que su hijo está enfermo, y el personal docente informará que se encuentra enfermo
- Los niños y el personal docente de colegios y guarderías se someterán a pruebas PCR en un centro de pruebas oficial

Repita el test con nuevo material